

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.*

*Dati di registrazione nell'allegato "segnatura.xml"*

Fascicolo

## **OGGETTO: RDO N. 3309211 - FORNITURA NR. 4 TERMOREATTORI PER COD DA 6 POSIZIONI**

Publicazione dei quesiti presentati dagli operatori economici e relative risposte

RICHIESTA CHIARIMENTI

### **QUESITO N. 1)**

In riferimento alla Vostra richiesta di vasca di raffreddamento per immersione dei provettoni, si chiede se tale vasca debba essere una semplice vasca inox (il plexiglass si deforma a 110°C) con ingresso acqua fredda di rete idrica tramite portagomma per tubo da 2 cm ed uscita sempre con portagomma dello stesso diametro oppure un criostato raffreddante dotato di gruppo di refrigerazione del liquido per abbassare velocemente la temperatura dei provettoni.

### **RISPOSTA AL QUESITO N. 1)**

la risposta è la prima delle due opzioni proposte:

è adeguata una semplice vasca inox/plexiglass con ingresso acqua fredda di rete idrica tramite portagomma per tubo da 2 cm ed uscita sempre con portagomma dello stesso diametro.

Non è richiesto un sistema di raffreddamento attivo

Il Dirigente Responsabile della  
Struttura Semplice Acquisti beni e servizi  
Dott. Massimo Boasso